

RU

# IDEAL



MADE IN ITALY

Экстрактивная хирургия



**ASA DENTAL**  
MAKE PEOPLE SMILE

IDEAL by Asa Dental

# МЯГКОСТЬ И ТОЧНОСТЬ



**+** **АТРАВМАТИЧНОЕ УДАЛЕНИЕ**  
Безопасная атравматичная люксация и удаление зуба

**+** **ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН**  
Дизайн ручки позволяет регулировать прилагаемое усилие и полностью контролировать операцию

**+** **ФОРМЫ И РАЗМЕРЫ**  
Выбор оптимальных для данного случая формы и размера наконечника

В результате не прекращающейся эволюции методов лечения зубов и заботы о пациенте специалистам предлагаются более совершенные техники и инструменты. При таких инвазивных операциях, как удаление зуба, минимизацию травмы обеспечивает тесная связь результата и удовлетворенности пациента. Эту задачу выполняют новые точные и эффективные инструменты IDEAL от Asa Dental.

Периотомы IDEAL — это инструменты для атравматичной люксации. Заточенным наконечником врач осторожно, но точно разрезает пародонтальные связки, избегая повреждения мягких тканей и переломов во время операции по удалению зуба из лунки.

## Периотомы IDEAL

Заточенный наконечник периотомов разрезает пародонтальные связки, не повреждая находящуюся вокруг десну и кость.

Для минимизации опасности перелома перед вывихиванием зуба лунку осторожно расширяют выверенными движениями, которые позволяют делать эргономичная ручка инструмента.

### 0280-3R

Периотом для атравматичной люксации прямой #3, серебро, 3 мм

### 0280-2R

Периотом для атравматичной люксации, прямой #2, изумруд, 2 мм

## Периотомы IDEAL

---

### 0280-5R

Периотом для атравматичной люксации,  
прямой #5, золото, 5 мм

### 0280-3C

Периотом для атравматичной люксации,  
изогнутый #3, черный, 3 мм

## Периотомы IDEAL

### S0280-4

Набор IDEAL — это не просто комплект инструментов. Входящие в набор 4 периотома были тщательно отобраны компанией Asa Dental. Они позволяют успешно справляться с наиболее распространенными осложнениями, которые могут возникнуть во время операции по удалению зуба. За счет продуманной конструкции и высокого качества изготовления эти инструменты для атравматичной люксации минимизируют повреждение тканей и снижают риск кровотечения.

### 0280-5C

Периотом для атравматичной люксации, изогнутый #5, черный, 5 мм

## Двойные периотомы IDEAL

Периотомы с двойной кромкой для более легкого проникновения и снижения риска соскальзывания инструмента. Данная конструкция особенно рекомендована для сложных удалений или при расколе зуба.

### 0280-5DF

Периотом с двойной кромкой для атравматичной люксации,  
#5, золото, 5 мм

### 0280-3DF

Периотомы с двойной кромкой для атравматичной люксации,  
#3, серебро, 3 мм



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗОВ

### Периотомы IDEAL

Артикул	<b>0280-2R</b>	Прямой	#2	Изумруд	2 мм
	<b>0280-3R</b>	Прямой	#3	Серебро	3 мм
	<b>0280-3C</b>	Изогнутый	#3	Черный	3 мм
	<b>0280-5R</b>	Прямой	#5	Золото	5 мм
	<b>0280-5C</b>	Изогнутый	#5	Черный	5 мм

### Двойные периотомы IDEAL

Артикул	<b>0280-3DF</b>	Двойная кромка	#3	Серебро	3 мм
	<b>0280-5DF</b>	Двойная кромка	#5	Золото	3 мм

### Набор IDEAL

Артикул **S0280-4**  
включает: 0280-3R, 0280-3C, 0280-5R, 0280-5C

**ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС**

**Asa Dental S.p.A.**  
Via Valenzana di Sopra, 60  
Bozzano  
55054 Massarosa (Lu)  
ITALY

Tel. +39 0584 938305  
+39 0584 93363  
+39 0584 938306  
Fax +39 0584 937167

asadental@asadental.it  
[www.asadental.com](http://www.asadental.com)

**ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР**

Via Sarzanese Valdera, 1331  
Bozzano  
55054 Massarosa (Lu)  
ITALY

**ПРОИЗВОДСТВО**

Via delle Piagge, 1/A - Martia  
55014 Capannori (Lu)  
ITALY

Via Fierla, 13 - Z.I.  
33085 Maniago (Pn)  
ITALY

**ФИЛИАЛЫ**

**Asa Dental USA Corp.**  
105 Maxess Road, Suite 124  
Melville, New York 11747 - USA

**Asa Dental CHINA CO. LTD.**  
Room 315, Huaying Building,  
Zhong Xin Avenue  
Tianjin Airport Economic Area  
Tianjin - CHINA

**Asa Dental S.p.A. (Филиал)**  
Dubai South Business Center  
Building C, 3<sup>rd</sup> Floor  
Dubai Logistics City  
PO Box 390667  
Dubai - UAE

